

5*蛋白上样缓冲液(非变性)

货号: HKW2021

【产品信息】

| 产品名称 | 产品货号 | 规格 | 有效期 |
|----------------|---------|-----|-----|
| 5*蛋白上样缓冲液(非变性) | HKW2021 | 1ml | 一年 |

【产品简介】

本产品蛋白上样缓冲液是以溴酚蓝为染料, 5 倍浓缩的蛋白上样缓冲液, 用于非还原的 SDS-PAGE 蛋白样品的电泳上样。本产品主要成分包含 Tris-HCl 缓冲液、甘油、SDS 及溴酚蓝。

【储存与运输】

冰袋 (wet ice) 运输; -20℃ 保存, 有效期12个月。

【使用方法】

1. 按每 4 μ L 蛋白样品与 1 μ L 5 \times 蛋白上样缓冲液(非变性)的比例充分混合均匀。
2. 金属浴或者沸水浴加热 3-5 min, 使蛋白样品充分反应。
3. 冷却至室温后即可加到点样孔中。

【注意事项】

1. 使用前确保产品充分复温。
2. 操作时请穿实验服, 佩戴一次性手套。